

| | | | |
|---------------|------------|---------------------|------------|
| Version | B | Date de validation | 27/02/2020 |
| Type de texte | VISKALI MP | Mise en application | 14/03/2020 |

Dernière(s) modification(s) du document :durée repos

PROLACTINE

- **But du test :**
Recherche d'un trouble de la sécrétion de prolactine.
- **Tubes utilisés :**
Héparinate de lithium
- **Préparation du patient :**
1 : Le patient peut avoir déjeuné (sans café)
2 : Tout traitement hormonal devant être suspendu depuis plusieurs jours.
3 : prélèvement devant être fait **avant 10h**
- **Protocole :**
1 : Noter la date des dernières règles.
2 : Installer le patient durant **20 mn** avant le prélèvement au repos strict dans un box **sans stress**.
3 : Prélever

POOL DE PROLACTINE

- **But du test :**
Recherche d'un trouble de la sécrétion de prolactine.
- **Tubes utilisés :**
Héparinate de lithium
- **Préparation du patient :**
1 : Le patient peut avoir déjeuné (sans café)
2 : Tout traitement hormonal devant être suspendu depuis plusieurs jours.
3 : Prélèvement devant être fait **avant 10h**
- **Protocole :**
1 : Noter la date des dernières règles.
2 : **Temps 0** : Installer le patient durant **20 mn**, avant le premier prélèvement, au repos strict dans un box **sans stress**.
Temps 1: premier prélèvement.
Temps 2: deuxième prélèvement 20 mn après.

