

Version	A	Date de validation	16/02/2018
Type de texte	VISKALI MP	Mise en application	04/03/2018

Dernière(s) modification(s) du document :

RECHERCHE DE DEMODEX

Matériel :

Pince à épiler stérile, Curette stérile

Boîte de pétri

Prélèvement :

En cas de blépharite, arracher 4/5 cils par paupières à la pince à épiler et les acheminer rapidement dans une boîte de pétri bien fermée (scotchée).

En cas de rosacée, gratter les squames au dessus d'une boîte de pétri, la fermer soigneusement et l'acheminer rapidement.

RECHERCHE DE SARCOPTES

Il est important de bien observer le patient de façon à repérer des lésions typiques afin d'optimiser le diagnostic.

Les lésions cutanées présentent au cours de la gale sont de 2 types :

Les lésions non spécifiques sont secondaires au prurit généralisé. Il s'agit d'un prurigo sans localisation particulière, pouvant se surinfecter.

La lésion spécifique, ou sillon scabieux, est une petite lésion sinueuse de quelques millimètres correspondant au trajet de la femelle sarcopte fécondée dans la couche cornée de l'épiderme. Ces lésions se situent préférentiellement dans les zones suivantes : espaces interdigitaux (mains, pieds), sur les poignets et aussi autour des mamelons chez la femme, sur le fourreau de la verge chez l'homme, et à la plante des pieds chez le nourrisson. On peut également retrouver un érythème papulovésiculeux des coudes et de l'abdomen.

Dans des formes évoluant depuis plusieurs mois, il peut se constituer un nodule fibreux autour de l'acarien (nodule scabieux).

Matériel :

Curette stérile ou vaccinostyle

Boîte de pétri

Prélèvement :

Le prélèvement doit être effectué au niveau des éléments spécifiques (sillon, nodule) que l'on recherchera avec la plus grande attention.

La mise en évidence du sarcopte se fait par ouverture et raclage du sillon à l'aide d'un vaccinostyle.

Les squames sont transportées rapidement dans une boîte de pétri fermée.